

Na základě zavedení transportu biologického materiálu do laboratoří systémem potrubní pošty SUMETZBERGER vás žádáme o dodržování níže uvedených postupů při zasílání vzorků do laboratoří ÚKBH ve FN Plzeň Lochotín.

1. Vzorky krve, moči i jiných druhů biologických tekutin lze posílat jen v **dokonale uzavřených nádobkách**, vložených do nepropustného transportního sáčku BIOHAZARD, který je nutné důkladně zalepit. **Neposílejte skleněné zkumavky**, jen plastové. Posílat lze následující zkumavky:

- pro krev a moč na kvantitativní analýzy zkumavky Vacuette; dosud užívané zkumavky na vyšetření moči s nasazenou žlutou zátkou nelze užívat – netěsní;
- pro chemické vyšetření moči konické zkumavky se žlutou zátkou zasunutou do zkumavky – hladina moči max. 1,5 cm pod zátku!



pouze základní chemické vyšetření moči + močového sedimentu

ostatní vyšetření moči (minerály, urea, clearance apod.); lze užit i pro chem. vyšetření + sediment

neužívat – netěsní!

- pro kapilární odběr je nutné dokonale uzavřené kapiláry vložit do zkumavky z plastu a uzavřít víčkem popř. náplastí; **nekládejte led!**
- odběrové stříkačky s krví musí být uzavřeny **dokonale těsnící čepičkou**;
- mikrozkušavky na stanovení glykémie, dobře uzavřené;
- užití jiných druhů odběrových nádobek je třeba předem konzultovat s laboratoří.

2. Je-li od jednoho nemocného posíláno **větší množství zkumavek**, prosíme o jejich **svázání gumičkou** – značně to urychlí jejich identifikaci v laboratoři a tedy i odezvu laboratoře. Objem dodávky jedním pouzdrům je omezen max. hmotností (do 2 kg), objemovou kapacitou sáčků (musí být dokonale uzavřené) a dále především způsobem uložení do pouzdra (**vše musí být vloženo volně tak, aby při otevření vše z pouzdra samovolně vypadlo**, jinak dojde k zablokování potrubní pošty). Transportní sáček BIOHAZARD proto ničím neobalujte!
3. Do laboratoře ÚKBH lze zasílat materiál na všechna vyšetření s **výjimkou vyšetření mozkomíšního moku, funkce destiček (agregace a PFA) a chloridů v potu**; vzorky pro toto vyšetření musí být do laboratoře dodány jako dosud osobně.
4. *Krev na stanovení **amoniaku** lze transportovat potrubní poštou; zkumavku s materiálem ihned po odběru až do transportu uchovávat při teplotě **tajícího ledu** (stejně jako odběr pro ABR). **Potrubní poštou se posílají vzorky bez ledu.***
5. **Užívejte výhradně elektronické žádanky.** Pozn.: Ve výjimečném případě lze poslat vzorky s klasickou papírovou žádankou. V tomto případě použijte standardní přepravní pouzdro a žádanku nepřekládejte, ale připojte do pouzdra stočenou, zajištěnou gumičkou.
6. Sáček se **vzorky z vitální indikace („emergency“)** označte z obou stran výrazně červeným písmenem **E** a jeho zaslání ohlaste předem na telefon 3271.
7. Výsledky budou na oddělení potrubní poštou zasílány jen ve výjimečných případech po konkrétní domluvě – jsou k dispozici v programu WinMedicalc.
8. Žádanku na event. dodatečná vyšetření z materiálu již dodaného do laboratoře pošlejte stočenou zajištěnou gumičkou, nesmí dojít k zmuchlání – znesnadňuje to pak automatické čtení požadavků. Žádanku označte výrazným nápisem „Dodělavka“.

Znovu upozorňujeme: vzorky musí být uzavřeny tak, aby v žádném případě tekutina nevytekla. Bude-li materiál v sáčku vylitý, budou vzorky vráceny zpět bez zpracování. Při kontaminaci přepravního pouzdra je třeba provádět dekontaminaci celého systému potrubní pošty, což vyřadí potrubní poštu na delší dobu z provozu.

Informace k zasílání materiálu rádi podáme na tel. 3271 (příjem biologického materiálu).

Vypracoval a schválil: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., vedoucí ÚKBH FN Plzeň

Dne: 28.6.2017

Platnost: do revize