


Postup při provedení testu OC-Sensor®

1. Označte vzorek svým jménem




a zapište zde datum odběru vzorku

Testovací kazetku popište svým jménem a datem odběru. Z druhé strany má kazeta identifikační čárový kód.



2. Otevřete kazetku
a) otočte doleva
b) kartáček vysuňte

Otočením zeleného víčka doleva se Vám kazetka otevře.



3. Seškrábejte povrch stolice

Stolici opakovaným tahem odběrového kartáčku naberte mezi zářezy - rýhy. Správně odebraný vzorek stolice vypadá takto:




4. Zaplňte stolicí rýhy



5. Zasuň kartáček a pevně zacvakni víčko

!!!
Nikdy znovu
neotevírejte
!!!

Kartáček se stolicí zasuňte zpět do kazetky, pevně uzavřete víčko - zacvakne, a kazetku již neotevírejte - došlo by k porušení obsahu. Před odevzdáním lékaři, nebo laboratoři uchovávejte v chladničce, nejdéle 1 týden.



6. Uchovávejte v chladu (v chladničce)